

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي  
خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ  
وَالَّذِي جَعَلَ الْمَوْتَ  
وَالْحَيَاةَ وَالَّذِي  
يُحْيِي الْمَوْتَى  
وَالَّذِي يُخْرِجُ  
الْحَبَّ وَالذُّرَى  
وَالَّذِي يُخْرِجُ  
الْحَبَّ وَالذُّرَى  
وَالَّذِي يُخْرِجُ  
الْحَبَّ وَالذُّرَى



# *Laboratory Quality Assurance*

تعریف :

ایجاد اطمینان در پزشک ، بیمار و  
خود پرسنل آزمایشگاه در مورد اعتبار ،  
ارزش ، دقت و صحت آزمایشاتی است که  
در آزمایشگاه انجام میگیرد.



نکات زیر در استقرار یک برنامه کنترل کیفی در

آزمایشگاه میکروبیولوژی می باید پی گیری شود:

۱- تهیه متد مناسب برای انتقال و جمع آوری نمونه

۲- انتخاب پرسنل مناسب برای انجام آزمایش

۳- فراهم نمودن وسایل و امکانات لازم برای آزمایشات

میکروبیولوژی

۴- توجه و دقت بر روی روشهای آزمایشگاهی و گزارشات

برای تعیین درستی و اطمینان از نتایج

۵- شناسائی خطاهای آزمایش و تصحیح آنها

# کنترل کیفی ممیبا کشت

الف - قبل از ساخت  
تاریخ مصرف محیط کشت  
ثبت زمان دریافت و کارخانه سازنده  
تاریخ استفاده  
بررسی ظاهر محیط  
نگهداری محیط در حرارت مساوی یا کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد

ب - هنگام ساخت  
ترازوی دقیق  
نکات نوشته شده بر روی قوطی  
عدم مخلوط کردن محیط‌های جدید و قدیم  
آب کشی ارلن و سایر ظروف با آب مقطر  
استفاده از ارلن با ظرفیت بیشتر از نصف حجم محیط  
عدم حرارت‌دهی زیاد  
بررسی پلیت‌ها

جدول شماره ۱-۴: علل اشکالات رایج در محیط های کشت

اشکال	علت
نرم بودن آگار	حرارت بیش از حد، pH پائین که موجب هیدرولیز آگار می گردد. توزین غلط، مخلوط نکردن خوب و عدم حل شدن
pH نامناسب	استفاده از شیشه های قلیائی، آب ناخالص، حرارت بیش از حد، آلودگی شیمیائی، اندازه گیری pH در حرارت نامناسب، استفاده از pH متر استاندارد نشده و استفاده از پودرهای محیط کشت خراب شده
رنگ نامناسب	ناخالص بودن آب، استفاده از شیشه آلات کثیف، استفاده از پودرهای محیط کشت خراب شده، حرارت دادن بیش از حد و pH نامناسب
تیره شدن محیط	حرارت دادن بیش از حد، استفاده از پودرهای محیط کشت خراب شده
سمیت	حرارت دادن بیش از حد (سوزاندن محیط)، استفاده از پودرهای محیط کشت خراب شده
رشد ضعیف میکرو ارگانیسم	استفاده از آب و یا شیشه آلات آلوده، استفاده از پودرهای محیط کشت خراب شده، توزین غلط و عدم به هم زدن کافی محیط و حرارت بیش از حد.
داشتن خاصیت ضعیف انتخابی و یا افتراقی	استفاده از آب و یا شیشه آلات آلوده، استفاده از پودرهای محیط کشت خراب شده، توزین غلط و عدم به هم زدن کافی محیط و حرارت بیش از حد.

## نمونه نگهداری ممیظهای کشت پس از سافت

نگهداری در یخچال ۲-۸ درجه سانتی گراد  
محیط تایوگلیکولات برات در دمای محیط  
پلیت‌ها در صورت نگهداری در کیسه‌های پلاستیک تا ۴ هفته قابل مصرف هستند.  
لوله‌های در پنبه‌ای تا ۳ هفته (قطر پنبه زیاد باشد)  
لوله‌های در پیچ‌دار تا ۳ ماه

# رطوبت Moisture

- در صورت خیس بودن سطح آگار در زمان مصرف، ظرف پتري را به مدت ۳۰-۱۰ دقیقه در انکوباتور و یا با درپوش نیمه باز، زیر هود کلاس II در حرارت اتاق قرار دهید تا رطوبت اضافی آن تبخیر گردد. برای تلقیح باکتری، سطح محیط کشت باید مرطوب ولی فاقد قطرات آب بر روی آگار یا درپوش ظرف پتري باشد.



## کنترل کیفی محیط‌های کشت معمول با باکتری مورد نظر و نتایج مورد انتظار

محیط	زمان	ارگانیس‌م‌های کنترلی	نتیجه قابل انتظار
بایل اسکولین آگار	۲۴ ساعت	انتروکوک استرپتوکوک پیوژن	رشد مثبت و محیط سیاه‌رنگ می‌شود رشد منفی
بلاد آگار	۲۴ ساعت	استرپتوکوک پیوژن استرپتوکوک پنومونیه	رشد مثبت و دارای همولیز بتا رشد مثبت و دارای همولیز آلفا
شکلات آگار	۲۴ ساعت	هموفیلوس آنفلوانزا نایسریا گونوره	رشد مثبت رشد مثبت
لایزین دکربوکسیلاز محیط به وسیله روغن استریل پوشانده شود	۲۴ ساعت	سالمونلا شیگلا	مثبت بنفش منفی زرد
اورنیتین	۴۸ ساعت	سالمونلا کلبسیلا	مثبت بنفش منفی زرد
آرژینین (دی هیدرولاز)	۴۸ ساعت	سالمونلا پروتئوس میرابیلیس	مثبت بنفش منفی زرد
محیط KIA و TSI	۲۴ ساعت	E. Coli Shigella Salmonella Pseudomonas	A/A AIK/A ALK/SH2 ALK/ALK

## کنترل کیفی محیط‌های کشت معمول با باکتری مورد نظر و نتایج مورد انتظار

نتیجه قابل انتظار	ارگانیسم‌های کنترلی	زمان	محیط
کلنی‌های قرمز رنگ کلنی‌های بی‌رنگ (بدون سوآرمینگ) رشد منفی	<b>E. Coli</b> پروتئوس انتروکوک	۲۴ ساعت	مک‌کانگی آگار
منفی (سبز رنگ) مثبت (آبی رنگ)	<b>E. Coli</b> کلبسیلا پنومونیه	۲۴ ساعت	محیط مالونات
کلنی‌های زرد رنگ کلنی‌های قرمز رنگ رشد منفی	استافیلوکوک ارئوس استافیلوکوک اپیدرمیدیس اشریشیاکلی	۲۴ ساعت	مانیتول سالت آگار
<b>VP- MR+</b> <b>VP+ MR-</b>	<b>E. Coli</b> کلبسیلا پنومونیه	۴۸ ساعت	<b>MR VP</b>
زون شفاف بعد از اضافه کردن اسید کلریدریک ۱ N بدون زون	<b>S. Aureus</b> <b>S. Epidermidis</b>	۲۴ ساعت	<b>DNASE Agar</b>
رشد خوب بدون رشد	<b>Streptococcus spp</b> <b>E. Coli</b>	۲۴ ساعت	فنیل الکل بلادا آگار
مثبت قرمز بعد از اضافه کردن معرف منفی عدم رنگ قرمز	<b>E. Coli</b> <b>Acinetobacter</b>	۲۴ ساعت	نیترات برات یا آگار
در سطح محیط زرد بدون تغییر	سودوموناس اسینتوباکتر نوع <b>Lwoffii</b>	۲۴ ساعت	محیط <b>of</b> گلوکز بدون روغن

## کنترل کیفی ممیپ‌های کشت معمول با باکتری مورد نظر و نتایج مورد انتظار

نتیجه قابل انتظار	ارگانیسم‌های کنترلی	زمان	محیط
مثبت - قرمز منفی - بدون رنگ	<b>E. Coli</b> کلپسیلا	۲۴ ساعت	<b>Indol (SIM)</b>
منفی مثبت سبز بعد از اضافه کردن کلرور فریک ۱۰٪	<b>E. Coli</b> پروتئوس	۲۴ ساعت	فنیل آلانین دامیناز
منفی کلنی‌های بی‌رنگ با مرکز سیاه	<b>E. Coli</b> سالمونلا	۲۴ ساعت	سالمونلا - شیگلا آگار
کلنی سبز به مرکز سیاه کلنی سبز شفاف رشد محدود شونده با کلنی نارنجی	سالمونلا شیگلا <b>E. Coli</b>	۲۴ ساعت	هکتون انتریک آگار (HE)
کلنی در مرکز سیاه در اطراف کلنی هاله قرمز کلنی بی رنگ شفاف (قرمز) کلنی زرد	سالمونلا شیگلا <b>E. Coli</b>	۲۴ ساعت	<b>XLD</b>
منفی زرد مثبت صورتی صورتی در سطح	<b>E. Coli</b> پروتئوس کلپسیلا	۲۴ ساعت	کریستنسنس اوره آگار
تولید رنگ زرد بدون تغییر رنگ	نایسریا گونوره موراکسلا کاتارالیس	۲۴ تا ۴۸ ساعت	<b>CTA</b> Cystine triptcise agar-dextrose

## کنترل کیفی محیط‌های کشت معمول با باکتری مورد نظر و نتایج مورد انتظار

نتیجه قابل انتظار	ارگانیزم‌های کنترلی	زمان	محیط
سطح و عمق بنفش (مثبت) سطح بنفش - عمق زرد (منفی) سطح و عمق بنفش +SH2 (مثبت) سطح قرمز - عمق زرد	<b>E. Coli</b> شیگلا سالمونلا پروتئوس	۲۴ ساعت	لایزین آیرون آگار <b>LIA</b>
بعد از کشت مجدد رشد می‌کند بعد از کشت مجدد رشد نمی‌کند	سالمونلا <b>E. Coli</b>	۲۴ ساعت	(SF) سلنیت براث
رشد منفی رشد مثبت - رنگ آبی	<b>E. Coli</b> کلبسیلا	۴۸ ساعت	سیمونز سیترات
کلنی‌های زرد رنگ	<b>Vibrio cholerae</b>	۲۴ ساعت	آگار <b>T.C.B.S</b>
رشد منفی رشد مثبت	<b>E. Coli</b> <b>Salmonella</b>		تتراتیونات براث
رشد مثبت رشد مثبت رشد منفی رشد منفی	نایسریا مننژیتیدیس نایسریاگنوره آ <b>E. Coli</b> کاندیدا آلبیکانس	۲۴ ساعت با (CO2)	تایر مارتین آگار
رشد مثبت	باکترئیدس فراجیلیس	۲۴ ساعت	تایوگلیکولات براث
رشد خوب با جلای فلزی رشد خوب کلنی بنفش رشد خوب کلنی شفاف	<b>E. Coli</b> <b>K. Pneumoniae</b> <b>S. Flexneri</b>	۲۴ ساعت	<b>E.M.B</b>

## کنترل کیفی رنگ‌ها و معرف‌ها

زمان کنترل	معرف یا رنگ	مثبت	منفی	محیط
هر ویال جدید	دیسک باسیتراکسین	استرپتوکوک پیوژن	انتروکوک فکالیس	<b>BA</b>
هر بار استفاده	کاتالاز (آب اکسیژنه ۳٪)	استافیلوکوک ارئوس	انتروکوک	<b>Typtic soy Agar (T.S.A)</b>
هر بار استفاده	کواگولاز (پلازما)	استافیلوکوک ارئوس	استافیلوکوک اپیدرمیدیس	<b>T.S.A</b>
هر بار استفاده	بتاگلوکورو نیداز	اشریشیاکلی	کلبسیلا پنومونیه	<b>T.S.A</b>
هر هفته و هنگام ساخت	رنگ آمیزی گرم	استافیلوکوک	اشریشیاکلی	در لام به صورت مخلوط دیده می‌شود
هر ویال جدید	ONPG	E. Coli	سالمونلا	<b>T.S.I</b>
هر ویال جدید	دیسک اپتوچین	استرپتوکوک پنومونیه	استرپتوکوک ویریدنس	<b>B.A</b>
هر ویال جدید	اکسیداز	<b>Pseudomonas</b>	<b>E. coli</b>	<b>T.S.A</b>
هر ویال جدید	(دیسک یا نوار) فاکتور V	هموفیلوس پارا آنفلوانزا	هموفیلوس آنفلوانزا	<b>T.S.A</b>



## کنترل کیفی رنگ‌ها و معرف‌ها

زمان کنترل	معرف یا رنگ	مثبت	منفی	محیط
هر ویال جدید	(دیسک یا نوار) فاکتور <b>XV</b>	هموفیلوس آنفلوانزا		<b>T.S.A</b>
هر بار استفاده	رنگ آمیزی Ziehl-neelsen	مایکوباکتریوم توبرکلوزیس	باکتریهای مخلوط با انواع غیر اسیدفاست	گسترش تهیه شده از خلط
هر ویال جدید - ماهیانه و هر ۶ ماه	آنتی سرم	باکتری مورد نظر	باکتری مورد نظر	<b>TSA</b> <b>BA</b>
هر بار استفاده	<b>CAMP</b>	<b>Group B</b> <b>streptococcus</b>	<b>Enterococcus</b>	<b>BA</b>
هر بار استفاده	کوواکس	<b>E. Coli</b>	<b>Klebsiella</b>	<b>SIM</b>
هر بار استفاده	<b>MR</b> <b>VP</b>	<b>E. Coli</b> <b>Klebsiella</b>	<b>Klebsiella</b> <b>E. Coli</b>	<b>MR</b> <b>VP</b>
هر بار استفاده	نتیرات	<b>E. Coli</b>	<b>Acinetobacter</b>	نتیرات آگار و یا برات

# QC OF STAINS

- All stains and reagents must be clearly labelled, dated, and stored correctly.
- Should not be used beyond their expiry date
- Should not be used when they show signs of deterioration like abnormal turbidity and decolouration.
- At regular intervals and whenever a new stain is prepared, control smears should be stained
- Smear should not be too thick.
- Decolourization is often incomplete which can result in gram negative organisms being reported as gram positive



# QC OF STAINS


## Performance standards for stains

Stain	Control organism/ material	ATCC No	Expected result
Ziehl-Neelsen	<i>Mycobacterium sp.</i> <i>Esch. coli</i>	25177 25922	Pink red bacilli Blue bacilli
Acridine orange	<i>Esch. coli</i> <i>Staph. aureus</i>	25922 25923	Fluorescent bacilli/cocci
Giemsa	Thin film blood smear		Distinct staining of WBCs and RBCs
Gram	<i>Esch. coli</i> <i>Staph. aureus</i>	25922 25923	Gram -ve bacilli Gram +ve cocci
Iodine solution	Formalin treated stool specimen with cysts		Visible cyst nuclei
Spores	<i>Bacillus species</i>		Spores stain one colour and bacillus stains with counterstain

Quality control of stains need to be performed on weekly basis and also as and when a new lot of reagents for staining are procured



# Gram Stain



## نگهداری و استفاده از سویه‌های باکتریایی

برای نگهداری سویه‌های باکتریایی می‌توان از روشهای طولانی مدت و کوتاه مدت استفاده نمود.

### نگهداری طولانی مدت

نگهداری طولانی مدت باکتریها این امکان را می‌دهد که کلیه سویه‌های میکروبی اعم از هوازی (بارشد سریع و یا سخت رشد) و نیز بیهوازی ، ماهها و حتی سالها به صورت زنده نگهداری شوند. بهترین روشهای نگهداری طولانی مدت شامل لیوفیلیزاسیون (Freeze drying) و نگهداری در دمای ۷۰- درجه سانتی‌گراد یا پایین تر ( در دیپ فریز یا در نیتروژن مایع ) می‌باشد.



## ۱- نگهداری در دیپ فریز (۵۰- تا ۷۰- درجه سانتی‌گراد یا پاینتتر) و با نیترژن مایع :

باکتری مورد نظر را روی محیط مغذی مانند پلیت ( TSA ( Trypticase Soy Agar حاوی ۵٪ خون گوسفند و در مورد میکروارگانیسمهای سخت رشد روی محیط آگار شکلاته کشت دهید. پلیت‌ها را به مدت ۱۸-۲۴ ساعت در دمای  $35 \pm 2$  درجه سانتی‌گراد و در صورت نیاز تحت شرایط  $CO_2$  برای هر باکتری انکوبه نمایید.

بعد از انکوباسیون، خالص بودن و مورفولوژی کلنی‌ها را بررسی نموده و در صورت نیاز، تست‌های بیوشیمیایی آنرا انجام دهید. سپس از باکتری رشد یافته، سوسپانسیون غلیظی در ۱۰۰-۵۰ میلی‌لیتر از یک محیط محافظت‌کننده از سرما ( Cryoprotective ) تهیه نمایید. این محیط برای جلوگیری از تخریب سلولهای باکتری در شرایط انجماد مورد استفاده قرار می‌گیرد. محیط محافظت‌کننده از سرما می‌تواند Skim milk ، خون گوسفند یا خرگوش دلفیرینه استریل یا Tryptic Soy Broth (TSB) حاوی گلیسرول با غلظت نهایی ۱۵-۱۰٪ باشد.

سپس از سوسپانسیون باکتریایی فوق به حجم ۱-۵ mL در ویالهای شیشه‌ای یا پلاستیکی کوچک استریل توزیع کنید. ویال‌های ذخیره خود را به مقدار مصرف یکسال، آماده نمایید.

ویالهای حاوی سویه‌ها را می‌توان در برودت ۵۰- تا ۷۰- درجه سانتی‌گراد به مدت یکسال نگهداری نمود. در صورت عدم دسترسی به فریزر ۷۰- درجه می‌توان سویه‌های با رشد سریع را در فریزر ۲۰- درجه نیز نگهداری نمود. در این شرایط توجه به نکات زیر ضروری است:

- سویه‌های سخت رشد مانند هموفیلوس انفلوانزا و نیسریا گنوره در این دما قابل نگهداری نمی‌باشند و باید در فریزر ۷۰- درجه نگهداری شوند.

- سویه‌های بارشد سریع در این دما عمر کوتاه تری دارند. بنابراین توصیه می‌شود برای اطمینان از حیات سویه‌ها، هر چند ماه یکبار، طبق روش زیر کشت داده شوند:

یک ویال از فریزر بیرون آورده و آنرا سریعاً زیر آب جاری ولرم، ذوب نمایید. سوسپانسیون ذوب شده را روی محیط آگار خوندار یا شکلاته ( در مورد باکتریهای سخت رشد ) تلقیح کرده و به مدت ۱۸-۲۴ ساعت در دمای  $35 \pm 2$  درجه و در صورت نیاز در شرایط  $CO_2$  انکوبه نمایید. این باکتری برای تهیه کنترل کاری working control بکار می‌رود. قبل از هر اقدام باید از خالص بودن نمونه، اطمینان حاصل کرد. ویال مورد استفاده بعد از ذوب شدن باید دور انداخته شده و بهیچوجه مجدداً فریز نگردد.

کشت‌های working control: عبارتست از کشت مجدد از کشت ذخیره فریز شده که برای کنترل کیفیت محیط کشت و... استفاده می‌شود.

از کشت ذخیره تا ۳ پاساژ پشت سر هم می‌توان انجام داد. پس از آن، نمونه باید دور انداخته شده و از یک کشت ذخیره فریز شده دیگر برای تهیه کشت‌های working control استفاده شود. پاساژهای مکرر (بیش از ۳ پاساژ)، احتمال تغییر فنوتیپی سویه‌ها را افزایش می‌دهد.

برای تهیه working control، از کشت ذخیره فریز شده، روی پلیت یا آگار شبیدار تلقیح و آنرا به مدت یک شبانه‌روز تا زمانی که رشد مناسبی بدست آید، انکوبه نمایند. در مورد ارگانیس‌م‌های با رشد سریع، این پلیت یا آگار شبیدار را می‌توان در ۸-۲ درجه سانتیگراد یا در دمای اتاق تا مدت ۴ هفته نگهداری نمود. بعد از هر پاساژ، خالص بودن و مورفولوژی کلنی‌ها را بررسی نمایند.

## ۲- استفاده از روغن معدنی در دمای اتاق:

۱- محیط کشت (BHIA) Brain Heart Infusion Agar را با شیب کم در لوله تهیه نمایید. برای باکتری‌های مشکل‌پسند مانند گونوکک، مننگوکک، استرپتوکوکوس پنومونیه و هموفیلوس آنفلوانزا، محیط شکلات آگار را پس از خروج محیط BHIA از اتوکلاو و رسیدن به دمای ۵۰ درجه سانتی‌گراد با افزودن ۵٪ خون گوسفند و سپس قرار دادن آن در بن‌ماری ۸۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۱۵ دقیقه تهیه نمایند.

۲- روغن معدنی (یا پاراقین مایع) را در حرارت خشک (۱۷۰ درجه سانتی‌گراد به مدت یکساعت) استریل نمایند.

۳- میکروب مورد نظر را روی محیط، کشت دهید.

۴- بعد از بدست آوردن کشت کافی، روغن استریل را به مقدار ۱ CC روی سطح محیط بریزید.

۵- در صورت نیاز به کشت مجدد، نمونه از سطح آگار (زیر روغن) برداشته می‌شود.

۶- بعد از ۱۲-۶ ماه تجدید کشت نمایید.

